


## How to get gaze direction in calibration game experiment?

Distance from screen to ground is 108cm



calibration output:  $(x_p, y_p)$  units: pixel

$$x_s = x_p \cdot \frac{142}{3840}$$

$$y_s = y_p \cdot \frac{80}{2160}$$

$$z_s = 0$$

dots in  $\{s\}$ :  $(x_s, y_s, z_s)$  units: centimeter

reference coordinate system (RCS)

$$P = {}^cR_s P + {}^cP_{s0}$$

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_s \\ y_s \\ z_s \end{bmatrix} + (39, 0, 33.5)$$

${}^cR_s$ : the rotation <sup>matrix</sup> coordinate of  $\{s\}$  in  $\{c\}$ .  
 ${}^cP_{s0}$ : the position of the origin of  $\{s\}$  in  $\{c\}$ .

$$x_c = -z_s + 33.9$$

$$\Rightarrow y_c = -x_s$$

$$z_c = y_s + 33.5$$

dots in  $\{c\}$ :  $(x_c, y_c, z_c)$

$$\text{gaze} = \text{target 3D} - \text{eye 3D}$$

$$(x_c^g, y_c^g, z_c^g) = (x_c, y_c, z_c) - (x_c^h, y_c^h, z_c^h)$$

gaze direction in  $\{c\}$ :

$$(x_c^g, y_c^g, z_c^g) \leftarrow (x_c^h, y_c^h, z_c^h) \text{ human eye in } \{c\}$$

$$(x_c^{gn}, y_c^{gn}, z_c^{gn}) = \frac{(x_c^g, y_c^g, z_c^g)}{\sqrt{(x_c^g)^2 + (y_c^g)^2 + (z_c^g)^2}}$$

unit gaze direction in  $\{c\}$ :  $(x_c^{gn}, y_c^{gn}, z_c^{gn})$  similarly, get  $(x_c^{hn}, y_c^{hn}, z_c^{hn})$

${}^eR_c$ : the rotation <sup>matrix</sup> coordinate of  $\{c\}$  in  $\{e\}$

$$(x_e^g, y_e^g, z_e^g) = (x_c^{gn}, y_c^{gn}, z_c^{gn}) \cdot {}^eR_c$$

gaze direction in  $\{e\}$ :  $(x_e^g, y_e^g, z_e^g)$

Ps:  $(x_c^h, y_c^h, z_c^h)$   $f$  is the function of 'get babybug To Eye Matrix' in ZI

$$\downarrow f \downarrow {}^eR_c$$

reference

[1]<https://github.com/erkil1452/gaze360/issues/30>

[2]<https://github.com/erkil1452/gaze360/tree/master/dataset>